



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Implantologie · Implantology

Implantologie Instrumente · Implantology instruments

UpDate!



Im Schwert Design
Griff für optimalen Grip
und ergonomisches Arbeiten
Schwert design handle
for optimal grip and
ergonomic work.

3011-30
Pin-Membransonde
Pin membrane probe

1435-11
Perforations Raspatorium
Perforation raspatorium
für Membranen
for membranes

1435-12
Pin Heber
Pin lever
zum Entfernen von Membranpins, 15,5 cm,
Arbeitsende breite 3,5 mm aussen
for removing membrane pins, 15.5 cm
working end 3.5 mm

2860-1
Membranpinzette
Membrane forceps
Kühne, 11cm, gebogen, 12x4,5-5,6 mm
Kühne, 11cm, curved 12x4,5-5,6 mm



2150-11
Aufbewahrungsbox (ohne Pins)
Cup, storage box (without pins)
für 10 Stk. Titanpins, Ø 33 mm Deckel,
29,5 mm Boden, Höhe ca. 30 mm
for 10 titanium pins, Ø lid: 33 mm,
Ø bottom: 29.5 mm, height 30 mm

2150-10
Aufbewahrungsbox (ohne Pins)
Tray, storage box (without pins)
für 5 Weichgewebepins
und 10 Titan-Pins
for 5 reinforced titanium pins for soft,
tissue grafting and for 10 titanium pins



2616-31
Medizinbecher
Medicine cup
Ø 40 mm x 30 mm
beidseitig verwendbar,
rostfrei, mit Deckel aus POM
usable on both sides,
stainless, with plastic lid

i

**Titan-Pins ·
Titanium pins**

Auf Nachfrage erhältlich.
Available upon request.

6925-01
Pin-Einsetzinstrument
Pin Applicator

6925-05
gebogen
curved



Optimal für Pins und Membranen.
Perfect for pins and membranes.