



i

SCHAEFER Wundhaken / Wangenhalter SCHAEFER wound / cheek retractor

Kombinierter Wundhaken und Wangenhalter SCHAEFER Doppelt funktionelles Instrument zum Abhalten des Lappens und der Wange bei chirurgischen Eingriffen wie Implantation und Wurzelspitzenresektion.

Combined wound and cheek retractor SCHAEFER Dual-purpose instrument for the retraction of flaps and cheek during surgery such as implantation and apicectomy.



2513

MATY
17,0 cm

2514

MATY
16,0 cm
Kinder
children

i

MATY Abhalter · retractor

- Patientenfreundlich
- universell für OK und UK
- kein Herausnehmen bei Unterbrechung
- patient friendly
- universal maxilla / mandible
- no need to remove during interruptions



1935

SCHAEFER
23,0 cm



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Mikroretraktor · Micro retractor

Mikroretraktor für Weichgewebsmanagement. Insbesondere geeignet zum Abhalten von feinsten und sehr kleinen Lappen für minimalinvasive Behandlungen.

Micro retractor for soft tissue management. Perfectly suited for retracting very fine and very small flaps for minimal invasive treatments.



Bilder von Dr. Sergio Kahn, Brasilien ·
Pictures by Dr. Sergio Kahn, Brazil



1402-01-08E

Mikroretraktor mod. nach Dr. Minniti
Spatel 3,2 mm, mit Teller Ø 4 mm,
SCHWERT ERGO Griff hellrot-magenta
Micro retractor modif. acc. Dr. Minniti
spatula 3.2 mm, with plate Ø 4 mm
SCHWERT ERGO handle lightred magenta

1402

Mikroretraktor
nach Dr. Kahn/Brasilien
17 cm, Breite 3,2 mm
Micro retractor
acc. to Dr. Kahn/Brazil
17 cm, width 3.2 mm



i



Der **Kim Retraktor** eignet sich hervorragend für das Abhalten des Weichgewebes bei der 8er Extraktion. Durch seine schlanke Form lässt sich das Instrument ideal in allen Quadranten positionieren. Die 45° Biegung in Verbindung mit der Mikroverzahnung lässt ein patientenfreundliches Abhalten ohne Abgleiten am Knochen zu.

The **Kim retractor** is excellent suited for keeping away the soft tissue during wisdom teeth extractions. Due to its slim shape it is very easy to place the instrument in every area of the jaw. The 45° angle in combination with the micro serration allows a very patient friendly retracting without slipping away from the bone.

1933-1

KIM
10,5 mm breit, flach,
45° gewinkelt
10.5 mm width, flat,
45° angulated



1933-50

LASTER Spezialwundhaken
für obere impaktierte Weisheitszähne, 10 cm
LASTER special wound retractor
for upper impacted wisdom teeth, 10 cm



i

Foto- und Wangenabhalter Cheek retractor

Ideal geeignet für hochauflösende Bild- oder Videoaufnahmen bei der Behandlung.

All Perfectly suited for high resolution photo or video shooting during the treatment.



2515-02B **2515-02**

Foto- und Wangenabhalter, 1/2 links,
13 cm lang, Breite Abhalter 4,8 cm
Cheek retractor for intraoral
photography, 1/2 left sided,
13 cm long, width retractor 4.8 cm



2515-01B **2515-01**

Foto- und Wangenabhalter
13 cm lang, Breite Abhalter 5,5 cm
Cheek retractor for intraoral
photography, 13 cm long,
width retractor 5.5 cm



2515-03B **2515-03**

Foto- und Wangenabhalter, 1/2 rechts,
13 cm lang, Breite Abhalter 4,8 cm
Cheek retractor for intraoral
photography, 1/2 right sided,
13 cm long, width retractor 4.8 cm