




i



### ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff  
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle




### COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff  
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

3310-105G



3310-106G



**3301-05-05E**  
**3301-05**



GRA 5/6

Für Front- und Eckzähne, gewinkelt  
For anterior incisors and canines, angled

3310-107G



3310-108G



**3301-07-03E**  
**3301-07**



GRA 7/8

Für Prämolaren/Molaren, bukkal/lingual, stärker gewinkelt  
For premolars/molars, buccal/lingual, strongly angled

3310-111G



3310-112G



**3301-11-01E**  
**3301-11**



GRA 11/12

Für Prämolaren/Molaren, alle mesialen Flächen  
For all mesial surfaces of premolars/molars

3310-113G



3310-114G



**3301-13-02E**  
**3301-13**



GRA 13/14

Für Prämolaren/Molaren, alle distalen Flächen  
For all distal surfaces of premolars/molars

3310-204L



3310-204R



**3305-04S-06E**  
**3305-04S**


204S

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich  
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area



- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

GRACEY Sets für alle Zahnflächen  
GRACEY Sets for all surfaces



**3301-100-00E**

**ERGO GRACEY Set**

beinhaltet · consisting of:  
GRACEY 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, Scaler 204S,  
SCHWERT Protector-Tray 2597-05



**3301-100**

**COLOR CODE GRACEY Set**

beinhaltet · consisting of:  
GRACEY 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, Scaler 204S,  
SCHWERT Protector-Tray 2597-05



**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA





**3301-01-05E**

**3301-01**

GRA 1/2

Für Front- und Eckzähne, leicht gewinkelt  
For anterior incisors and canines, slightly angled





**3301-03-05E**

**3301-03**

GRA 3/4

Für Frontzähne und Prämolaren, leicht gewinkelt  
For anterior and premolars, slightly angled





**3301-09-03E**

**3301-09**

GRA 9/10

Für Prämolaren/Molaren, bukkal/lingual, sehr stark gewinkelt  
For premolars/molars, buccal/lingual, very strongly angled





**3301-15-01E**

**3301-15**

GRA 15/16

Für Prämolaren/Molaren, alle mesialen Flächen, entgegengesetzte Schneiden zu 13/14  
For premolars/molars, all mesial surfaces, angulation like 13/14, but opposite blades



**3301-17-02E**

**3301-17**

GRA 17/18

Für Prämolaren/Molaren, optimaler Zugang im distalen Bereich, für tiefe Taschen  
For premolars/molars, for optimal access to distal surfaces and deep pockets




**3300-00**

Schlüssel zum Auswechseln der Arbeitsenden  
Key to exchange working tips

i

### Wechsel-Schlüssel · Exchange key



Zum auswechseln der Arbeitsenden, passend für alle ERGO DESIGN Instrumente. **Tip:** Zum Ausrichten der Spitzen empfiehlt es sich, zwei Schlüssel zu verwenden.

For exchanging the working tips, fits for all ERGO DESIGN Instruments. **Tip:** For a parallel adjustment we recommend to use two keys.




**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA

i

GRACEY Mini-Küretten · GRACEY Mini-Cures



Mini



Standard

Die SCHWERT Mini-Gracey besitzen im Vergleich zu Standard Gracey Figuren einen um 3 mm längeren 1er Schaft und um 50% verkürzte Arbeitsenden

Compared to standard Gracey figures the SCHWERT Mini-Gracey have a 3 mm longer 1st shaft and a 50% shortened active tip.





**Besonders geeignet für:**

- Enge, tiefe Taschen
- Wurzelglättung
- dünnen parodontalen Biotyp

**They are recommended for:**

- deep and narrow pockets
- root planing
- for thin periodontal biotypes

3310-101GM5





**3301-01M5-05E**  
**3301-01M5**

GRA  
1/2M5

Deep scaling für Frontzähne und Prämolaren, gewinkelt  
Deep scaling for anteriors and premolars, angled

3310-102GM5

3310-105GM5





**3301-05M5-05E**  
**3301-05M5**

GRA  
5/6M5

Deep scaling für Front- und Eckzähne, gewinkelt  
Deep scaling for anterior incisors and canines, angled

3310-106GM5

3310-107GM5



**3301-07M5-03E**  
**3301-07M5**

GRA  
7/8M5

Deep scaling für Prämolaren und Molaren, bukkal/lingual, gewinkelt  
Deep scaling for premolars and molars, buccal/lingual, angled

3310-108GM5

i



ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff  
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle



COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff  
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle



**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA

### 3301-100M5-00E

#### ERGO GRACEY Mini Set

beinhaltet · consisting of:  
GRACEY 1/2M5, 7/8M5, 11/12M5, 13/14M5,  
Scaler 204S, SCHWERT Protector-Tray 2597-05  
SCHWERT Protector-Tray 2597-05

### 3301-100M5

#### COLOR CODE GRACEY Mini Set

beinhaltet · consisting of:  
GRACEY 1/2M5, 7/8M5, 11/12M5, 13/14M5,  
Scaler 204S, SCHWERT Protector-Tray 2597-05  
SCHWERT Protector-Tray 2597-05




- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

3310-111GM5



3310-112GM5





**3301-11M5-01E** GRA  
**3301-11M5**

11/12M5 Deep scaling für Prämolaren und Molaren, mesial, doppelt gewinkelt  
Deep scaling for premolars and molars, mesial, double angled

3310-113GM5



3310-114GM5




**3301-13M5-02E** GRA  
**3301-13M5**

13/14M5 Deep scaling für Prämolaren und Molaren, distal, doppelt gewinkelt  
Deep scaling for premolars and molars, distal, double angled

3310-204L



3310-204R



**3305-04S-06E**  
**3305-04S**

204S Sichel scaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich  
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area



SCHWERT  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA

**i** Ti Mini Küretten · Ti Mini cures

SCHWERT Mini-Gracey Ti Küretten zur Implantatreinigung mit auswechselbaren, sehr grazil ausgearbeiteten Titan-Spitzen, zur Entfernung der angelagerten Plaque-Schichten auf Implantathälsen.


**Die Titan-Spitzen sind nachschleifbar.**



All purpose implant cures with exchangeable, very delicate titanium inserts to remove the accumulated plaque film on implant necks.

**The titanium inserts are reshapable.**



3310-101GM5-Ti 3310-102GM5-Ti



**3301-01M5Ti-05E**

**3301-01M5Ti**

GRA 1/2

1/2

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 1/2 M5, Griff gelb, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, leicht gewinkelt für OK / UK Frontzähne, für Deep Scaling

Special curette, Gracey, GRA 1/2 M5, yellow handle, exchangeable titanium tips, 17.5 cm, light angled front teeth, lower / upper, for deep scaling

3310-107GM5-Ti 3310-108GM5-Ti






**3301-07M5Ti-03E**

**3301-07M5Ti**

GRA 7/8

7/8

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 7/8 M5, Griff grau, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, stärker gewinkelt für OK / UK Prämolaren / Molaren, bukkal / lingual, für Deep Scaling

Special curette, Gracey, GRA 7/8 M5, grey handle, exchangeable titanium tips, 17.5 cm, angled for premolars / molars, lower / upper, buccal / lingual, for deep scaling

3310-111GM5-Ti 3310-112GM5-Ti






**3301-11M5Ti-01E**

**3301-11M5Ti**

GRA 11/12

11/12

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 11/12 M5, Griff violett, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, doppelt gewinkelt, für OK / UK Prämolaren / Molaren, mesiale Flächen, für Deep Scaling

Special curette, Gracey, GRA 11/12 M5, purple handle, exchangeable titanium tips, 17.5 cm, double angled, for lower / upper, molars / premolars, mesial areas, for deep scaling

3310-113GM5-Ti 3310-114GM5-Ti






**3301-13M5Ti-02E**

**3301-13M5Ti**

GRA 13/14

13/14

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 13/14 M5, Griff blau, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, doppelt gewinkelt für OK / UK, Prämolaren / Molaren, distale Flächen, für Deep Scaling


Special curette, Gracey, GRA 13/14 M5, blue handle, exchangeable titanium tips, 17.5 cm, double angled for molars / premolars, lower / upper, distal area, for deep scaling



**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA

### 3301-100M5Ti-00E

**ERGO Gracey Set M5 mit Titanspitzen**, bestehend aus, Gracey 1/2M5Ti, 7/8M5Ti, 11/12M5Ti, 13/14M5Ti im SCHWERT Protector-Tray 2597-05  
**Gracey Set M5 with titanium tips** consisting of Gracey: 1/2M5Ti, 7/8M5Ti, 11/12M5Ti, 13/14M5Ti and SCHWERT Protector-Tray 2597-05



GRACEY Mini Sets  
für alle Zahnflächen  
GRACEY Mini Sets  
for all surfaces

- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

### 3301-100M5Ti

**COLOR CODE Gracey Set M5 mit Titanspitzen**, bestehend aus, Gracey 1/2M5Ti, 7/8M5Ti, 11/12M5Ti, 13/14M5Ti im SCHWERT Protector-Tray 2597-05  
**Gracey Set M5 with titanium tips** consisting of Gracey: 1/2M5Ti, 7/8M5Ti, 11/12M5Ti, 13/14M5Ti and SCHWERT Protector-Tray 2597-05



i


## GRACEY Ti Mini Küretten · GRACEY Ti Mini curettes



Die SCHWERT Mini-Gracey Ti Küretten besitzen im Vergleich zu Standard Gracey Figures einen um 3 mm längeren 1er Schaft und um 50% verkürzte Arbeitsenden.

### Besonders geeignet für:

- Enge, tiefe Taschen
- Wurzelglättung
- dünnen parodontalen Biotyp



Compared to standard Gracey figures the SCHWERT Mini Ti curettes have a 3 mm longer 1st shaft and a 50% shortened active tip.

### They are recommended for:

- deep and narrow pockets
- root planing
- for thin periodontal biotypes

