


Quelle lime pour quel cas ?

TRAITEMENT

ROTATION CONTINUE



Cas standards

canaux droits et/ou assez larges



Cas difficiles

canaux fins et/ou courbés



MOUVEMENT ALTERNÉ ANTI-HORAIRE & HORAIRE



Cas standards

canaux droits et/ou assez larges




Cas difficiles

canaux fins et/ou courbés



RETRAITEMENT

ROTATION CONTINUE



MOUVEMENT ALTERNÉ ANTI-HORAIRE & HORAIRE



Dispositifs médicaux de classe IIa.

GO-TAPER FLEX
Marquage CE 0197. Organisme notifié TÜV
Rheinland. Mandataire européen : SUNGO Europe
B.B. Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam,
NETHERLANDS.

GO-TAPER UNIVERSAL, GO-TWO, GO-TAPER
RETREATMENT, REVERSO SILVER, REVERSO BLUE,
EASY-FILE FLEX, GO-TAPER BLUE, GO-TAPER X :
Marquage CE 0197. Organisme notifié TÜV
Rheinland. Mandataire européen : Welkang Ltd.
Suite B, 29 Harley Street London, W1G 9QR,
England, UNITED KINGDOM.