



i

Die neuen SCHWERT ERGO DESIGN Universalgriffe

SCHWERT Ergo Griff mit dickerem Durchmesser als unser **CoLoR CODE** Griff für ermüdungsfreieres und präzises Arbeiten. Doppelendig, für alle gängigen dentalen Einsätze mit einem M4 x 0,5 Gewinde. Die Griffe sind Dank der thermischen und chemischen Eigenschaften des hochwertigen Peek Kunststoffes völlig unbedenklich in der Hygienekette.

NEU: Die Griffe sind nur noch 10 cm lang, was es erlaubt, dass die meisten montierten Instrumente nun besser in unsere PROTECTOR Trays und Waschkörbe passen.

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



3200-01

violett
purple

3200-02

blau
blue

3200-03

grau
grey

3200-04

schwarz
black

3200-05

gelb
yellow

3200-11

einendig
single-ended

3200-12

einendig
single-ended

3200-13

einendig
single-ended

3200-14

einendig
single-ended

3200-15

einendig
single-ended

i



ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle






SCHWERT
 SWORD · ESPADA
 EPEE · SPADA

The all new SCHWERT ERGO DESIGN universal handles

SCHWERT Ergo handles, with thicker diameter as our **COLOR CODE** handle for more fatigueless and precise working. Double ended, for all common dental inserts with M4 x 0.5 thread. The handles are thanks to Peek's thermic and chemical characteristics completely unproblematic in the maintenance chain **NEW:** The handles are only 10 cm long, which allows for the most assembled instruments to fit better in our PROTECTOR trays and washing baskets.



3200-06

grün
green

3200-16

einendig
single-ended




3200-07

orange
orange

3200-17

einendig
single-ended



3200-08

hellrot-magenta
lightred magenta

3200-18

einendig
single-ended



3200-09

türkis
turquoise

3200-19

einendig
single-ended




3300-21

Endkappe für doppelendige
Griffe mit M4 x 0,5 Gewinde
zur einendigen Nutzung
End cap for double-ended
handles with M4 x 0.5 thread
for single-ended usage



COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
 Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle





COLOR CODE Mundspiegelgriffe · **COLOR CODE** Mouthmirrorhandles



2781-1 13,5 cm, schwarz
13.5 cm, black



2781-2 13,5 cm, blau
13.5 cm, blue



2781-3 13,5 cm, grau
13.5 cm, grey



2781-4 13,5 cm, grün
13.5 cm, green



2781-11 13,5 cm, violett
13.5 cm, violet



2781-12 13,5 cm, marineblau
13.5 cm, navy



2781-15 13,5 cm, gelb
13.5 cm, yellow



2781-16 13,5 cm, apfelgrün
13.5 cm, apple green

sterilisierbar
bis 180°C
sterilizable
up to 180°C

i

COLOR CODE Mundspiegelgriffe · Mouthmirrorhandles

COLOR CODE Griffe, einendig, für alle gängigen Spiegel und Sonden mit einem M 2,5 Gewinde. Die Griffe sind dank der thermischen und chemischen Eigenschaften des hochwertigen Peek Kunststoffes völlig unbedenklich in der Hygienekette.

COLOR CODE handles, single ended, for all common dental mirrors and probes with M 2.5 thread. The handles are thanks to Peek's thermic and chemical characteristics completely harmless in the maintenance chain.