



**Für die Knochen Augmentation
perfekt abgestimmte Arbeits-
enden in drei leichten, farb-
codierten Instrumentengriffen.**

- 1** Stopfer/Löffel Kombinations-
instrument zum Einbringen und
Formen des Transplantats.
- 2** Transplantat-Träger mit großem
und kleinem Löffel für schnelles
und vereinfachtes Einbringen des
Transplantats.
- 3** Kugel- und Planstopfer
Kombinationsinstrument ermög-
licht präzises Einbringen und
Verdichten des Transplantats.

**Working ends perfectly
matched for bone augmentation
in three lightweight, color-coded
instrument handles.**

- 1** Stodger/spoon combination
instrument for transplant appli-
cation and contouring.
- 2** Graft carrier with big and small
spoon for fast and easy transplant
placing.
- 3** Ball and flat plugger combination
allows precise inserting and
packing of transplants.



1697-03-09E
1697-03
Graft and Sinus Packer
Griff türkis-lichtblau · handle turquoise

Titan Knochenstopfer
Bone Condenser
with Titanium tips

1697-02-08E
1697-02
Graft Material Carrier
Griff hellrot-magenta
handle lightred magenta

1697-01TI-06E
1697-01
Graduation 3/6/9/12/15 mm,
Ø 1,0/2,0 mm, Griff grün · handle green

1697-01-07E
1697-01
Graft Carrier Plugger Ø 8 mm
Griff orange · handle orange

1697-01TI-07E
Graduation 3/6/9/12/15 mm,
Ø 3,0/4,0 mm, Griff orange · handle orange

i

ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle

COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem
bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle




SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA

- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray



1697-100-00E

Knochen Augmentation Set, beinhaltet:
1697-01-07E, 1697-02-08E, 1697-03-09E,
1697-0Ti-06E, SCHWERT Protector-Tray 2597-05
Bone augmentation kit, consisting of:
1697-01-07E, 1697-02-08E, 1697-03-09E,
1697-0Ti-06E, SCHWERT Protector-Tray 2597-05



1697-100

Knochen Augmentation Set, beinhaltet:
1697-01, 1697-02, 1697-03, 1697-0Ti,
SCHWERT Protector-Tray 2597-08
Bone augmentation Kit, consisting of:
1697-01, 1697-02, 1697-03, 1697-0Ti,
SCHWERT Protector-Tray 2597-08



i

Alle Instrumente haben auswechselbare Einsätze M4x0.5
All instruments have exchangeable inserts M4x0.5