

UNE FINITION PARFAITE DES

POUR UN REPÉRAGE VISUEL ULTRA-FACILE





LA PRÉPARATION CANALAIRE

COMPOSEZ VOTRE SÉQUENCE

Race



Choisissez vos instruments et composez votre séquence parmi la gamme la plus complète du marché.

Tous les instruments Race bénéficient d'un design exclusif éliminant l'effet de vissage (arêtes de coupe alternées), d'un polissage électrochimique augmentant la résistance à la fatigue et à la corrosion, d'une grande flexibilité permettant de mieux respecter les courbes et enfin d'une pointe mousse (non active) assurant un parfait centrage de l'instrument dans le canal (cf. p5).

- Longueurs : 21, 25, 31 mm
- Couple : 1,5 Ncm
- Diamètres ISO et conicités disponibles :

		Ø ISO (bague large)												
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
Race 21/25/31 mm	Conicité (bague étroite) .02													
	.04													
	.06													