



Le tout nouveau

OVO³

Créé par des
cliniciens, approuvé
par des dentistes.

Créé par des cliniciens, approuvé par des dentistes.

Le scanner OVO3 s'appuie sur plus de 1 000 000 de scans et une expérience clinique concrète.

Nous nous appuyons sur les retours de plus de 40 dentistes référents avec qui nous collaborons au quotidien. En plus de l'expertise de notre équipe interne de huit dentistes, nous avons dépassé les standards de l'industrie pour offrir des bénéfices cliniques réels et pertinents.


Chaque aspect de l'utilisation du scanner a été réévalué et amélioré, faisant de lui le seul scanner véritablement clinique sur le marché.

Conçu pour une précision inégalée, une technologie de pointe et une utilisation simplifiée, l'OVO3 n'est pas seulement un outil, c'est l'avenir de la précision clinique et de l'efficacité.




INFORMATIONS CLÉS

- Entreprise franco-américaine
- 100% fabriqué aux États-Unis
- Plus de 1 million de scans
- Plus de 40 dentistes référents dans le monde entier



Scannez le code pour en savoir plus sur 3DISC et ce qui nous motive.

Allez sur : www.3disc.com/our-company/



Parfaitement connecté

USB-C vers USB-C

Connectez-vous directement et sans effort à votre PC avec le tout nouveau OVO3. Équipé d'un câble USB-C vers USB-C propriétaire de 2 mètres, il garantit un transfert de données rapide et stable, ainsi qu'une connexion fiable pour des performances sans interruption.



Interface à boutons personnalisables

Hygiène améliorée

Lancez le scan d'un simple clic et contrôlez-le d'une seule main, sans avoir besoin de clavier ni de souris. Les boutons personnalisables vous permettent d'adapter le processus à votre flux de travail.



Technologie de capteur 2024

Résolution 4 fois plus élevée | Architecture 10-Bit

Conçu pour une précision optimale, notre nouveau système optique offre une profondeur de scan de 20 mm et une résolution 4 fois supérieure, doublant la netteté et les détails. Il produit des images plus claires, avec des transitions de couleurs fluides, facilitant un diagnostic et une planification des traitements plus précis.



Incroyablement ergonomique

Moins de 200 g (embout inclus)

S'appuyant sur le design ergonomique de référence de l'OVO, l'OVO3 est conçu pour s'adapter parfaitement à la paume de votre main, offrant un confort et une facilité d'utilisation inégalés. Développé pour un usage quotidien, il combine parfaitement forme et fonctionnalité.



3DiscClinic | Une expérience 100% clinique

Couleurs vibrantes et naturelles

Avec une gamme complète d'outils numériques, 3DiscClinic accompagne le dentiste à chaque étape de la prise d'empreintes, garantissant à la fois le confort du patient et des restaurations précises, que ce soit pour des cas simples ou plus complexes. Les boutons personnalisables permet-


tent d'adapter le processus à votre flux de travail, tandis que l'interface utilisateur repensée offre une expérience 100% clinique. Associée à l'architecture 10-Bit de l'OVO3, la technologie d'imagerie optique avancée de 3DISC restitue des couleurs vibrantes et naturelles.

Si Fast. Si Fluid. Si Fly AI

Détection automatique des tissus mous

Fly AI est une avancée révolutionnaire pour 3DiscClinic, transformant l'intégration fluide des données.

Fly AI est conçu pour détecter automatiquement les tissus mous et les objets étrangers tels que les gants.



Quality Map



Outil de Mesure



Model Studio



Distance Occlusale



Section Transversale



Outil de
contre-dépouille

3DiscClinic

Integrations

3DiscClinic permet une communication fluide entre les cliniques et les laboratoires en un seul clic, offrant des options d'exportation flexibles (STL, OBJ, PLY) et une intégration avec des systèmes

CAD/CAM ouverts tels que DWOS et exocad. Les fichiers peuvent être exportés localement ou via la plateforme 3DiscCloud.

exocad

3shape

formlabs

dental wings

Clinux

ALPHABYTE

...et bien plus encore




Scan&Tell | Un patient qui voit, comprend...

Qu'est-ce que Scan&Tell ?


Une expérience interactive révolutionnaire en 3D et 2D.
Scan&Tell permet au dentiste de présenter l'état de santé buccale et de dialoguer avec le patient, ce qui favorise son adhésion dans la planification du traitement.

Scan&Tell permet de débloquent un potentiel de 1 à 2 traitements supplémentaires par patient.*
Transformer les soins dentaires avec Scan&Tell - où une communication transparente permet d'accroître la confiance et l'acceptation du traitement.



	Sans Scan&Tell	Avec Scan&Tell
Nombre moyen de problèmes cliniques détectés	2,4	2,8
Nombre de traitements acceptés	1,3	2,5

- Nombre moyen de problèmes cliniques détectés
- Nombre de traitements acceptés



	Sans Scan&Tell	Avec Scan&Tell
Couronnes & Ponts	6	26
Caries	23	26
Implants	7	15
Autres types de restaurations	31	60

- Nombre moyen de problèmes cliniques détectés
- Nombre de traitements acceptés

1 Un résultat statistiquement significatif a été déterminé avec une valeur p inférieure à 0,05.
2 Scan&Tell augmente significativement le nombre de couronnes, de bridges et d'implants de +330% (p=0,05) et +114% (p=0,05), respectivement.



Scannez le code QR et téléchargez l'étude complète.

3disc.com/scan-and-tell

“Notre but est d’offrir la meilleure expérience utilisateur”

Group Customer Experience

3DISC Support

Notre équipe de support client, disponible par téléphone ou par e-mail, peut accéder à distance à votre PC d’acquisition pour une expérience de support plus efficace.

3DiscCloud

- Envoi simplifié des cas
- Vue d’ensemble et suivi simplifiés des cas
- Messagerie et discussion interactives
- Disponible pour tous les utilisateurs. (labs)

PAS DE FRAIS CACHÉS

Un paiement unique et tout compris. Pas de frais de licence ou de dossier supplémentaires et des mises à jour logicielles GRATUITES.

CONFIGURATION PROACTIVE


OVO3 est configuré sur mesure pour offrir une expérience utilisateur améliorée et une optimisation continue.

3DISC Support

Email: Support@3DISC.com

De 9h à 18h CET
Tél.: +33 1 42 25 73 98

De 9h à 18h UTC-4
Tél. +1 800 570 0363



Learning Academy

Webinaires, cas cliniques et tutoriels

Approfondissez vos connaissances sur les produits 3DISC, leur logiciel et toutes leurs fonctionnalités.

Découvrez les vidéos de formation et les webinaires 3DISC.




En savoir plus sur OVO3.

Scannez le QR code pour accéder à la 3DISC Learning Academy.

3DISC, une entreprise globale.

3DISC est une société privée avec des bureaux aux États-Unis et en France. Notre équipe internationale d'experts numériques travaille tous ensemble dans un seul but : révolutionner l'avenir de la dentisterie numérique.

Notre objectif principal est de dépasser les limites conventionnelles de la technologie numérique en proposant des solutions globales qui offrent des avantages cliniques significatifs, avec un accent particulier sur les scanners intra-oraux.



3DISC Taking Digital Beyond

3DISC
365 Herndon Pkwy #18 Herndon,
VA 20170, USA

3DISC Dental Connect
1 place de la Pyramide
92 800 Puteaux - France

+1 800 570 0363
info@3disc.com
sales@3disc.com