




SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA



2562-1

MATY
Chirurgischer Absauger
Titanspitze, geschlitzt,
Ø 1,5 mm
Surgical aspirator with slot,
titanium tip, Ø 1.5 mm




2562-2

MATY
Chirurgischer Absauger
Titanspitze, geschlitzt,
Ø 3,0 mm
Surgical aspirator with slot,
titanium tip, Ø 3.0 mm

Anschluss Ø 6,0 mm
Connection Ø 6.0 mm



Anschluss
Ø 6,0 mm
Connection
Ø 6.0 mm



2564-15

Ø 1,5 mm

2564-30

Ø 3,0 mm

2564-50

Ø 5,0 mm

Chirurgischer Absauger, rostfrei mit Schlitz im
Arbeitsende um Festsaugen zu verhindern.
Surgical suction tube, stainless steel, with
slot at the working end in order to prevent
from adhering during suction.