



**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA

Fadenstärke  
Suture size



5/0 - 8/0

## 2000-16 twist TC

Mikro Nadelhalter  
mit Schloss, 17,5 cm  
Micro Needleholder  
with lock, 17.5 cm



4/0 - 8/0

## 2000-66 twist TC

Mikro-Nadelhalter, TC-Einsatz,  
17,5 cm, Schloss, geschützte Innenfeder, gebogen  
Micro Needleholder, TC insert,  
17.5 cm, lock, protected inner spring, curved

i

## Tunnelierinstrumente

In der Parodontologie finden die Tunnelierinstrumente Einsatz zur Präparation von Spalt- und Vollflappen, für spätere Kammaufbauten oder zur Deckung von Rezessionen mit Bindegewebe-transplantat. Die SCHWERT Tunnelierinstrumente erlauben eine minimalinvasive unterminierende Präparation, um große Aufklappungen zu vermeiden.

## Tunneling instruments

Instruments for the tunneling technique facilitates access and allowing a secure and atraumatic mucosal flap preparation. The SCHWERT Tunneling instruments allow minimally invasive preparation to avoid big soft tissue flaps.

1705-110




1705-112

## 1705-15

Papillenheber, 1,5 / 2,5 mm, 17,5 cm, auswechselbar  
Papilla elevator, 1.5 / 2.5 mm, 17.5 cm, exchangeable

1705-210




1705-211

## 1705-25

Tunneliermesser FIG. 1, 1,9 / 2,5 mm, Oberkiefer, 18,0 cm, auswechselbar  
Tunneling knife FIG. 1, 1.9 / 2.5 mm, maxilla, 18.0 cm, exchangeable

1705-310




1705-311

## 1705-35

Tunneliermesser FIG. 2, 1,9 / 2,5 mm, Unterkiefer, 18,0 cm, auswechselbar  
Tunneling knife FIG. 2, 1.9 / 2.5 mm, mandible, 18.0 cm, exchangeable




i




### ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff  
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle



### COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff  
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle



**1705-2-01E**

Tunneliermesser FIG. 1, 1,9 / 2,5 mm, Oberkiefer, auswechselbar  
Tunneling knife FIG. 1, 1.9 / 2.5 mm, maxilla, exchangeable



**1705-2**



**1705-3-04E**

Tunneliermesser FIG. 2, 1,9 / 2,5 mm, Unterkiefer, auswechselbar  
Tunneling knife FIG. 2, 1.9 / 2.5 mm, mandible, exchangeable

**1705-3**



**1705-16-07E**

Papillenheber, 1,5 / 2,5 mm, 17,5 cm, auswechselbar  
Papilla elevator, 1.5 / 2.5 mm, 17.5 cm, exchangeable

**1705-16**



**1705-4**

Mucoperiostalelevator  
Micro flap elevator

## Ergänzendes Instrumentarium · Additional Instruments



**1705-6-09E**

Tunnelierinstrument Kombination, anguliert, Mikro Raspatorium,  
im SCHWERT ERGO Griff, türkis, auswechselbar  
Tunneling instrument, angulated, combined micro periosteal elevator,  
SCHWERT ERGO handle, turquoise, exchangeable

i

## Tunnelier Instrumente · Tunneling instruments

In der Parodontologie finden die Tunnelierinstrumente Einsatz zur Präparation von Spalt- und Vollklappen, für spätere Kammaufbauten oder zur Deckung von Rezessionen mit Bindegewebstransplantat.

Die SCHWERT Tunnelierinstrumente erlauben eine minimalinvasive unterminierende Präparation, um große Aufklappungen zu vermeiden.

Instruments for the tunneling technique facilitates access and allowing a secure and atraumatic mucosal flap preparation.

The SCHWERT Tunneling instruments allow minimally invasive preparation to avoid big soft tissue flaps.



**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA


### 1705-100-00E

**Tunnelier Kit**, beinhaltet:

1705-2-01E, 1705-3-04E, 1705-16-07E,  
1705-4, SCHWERT Protector-Tray 2597-05

**Tunneling Kit**, consisting of:

1705-2-01E, 1705-3-04E, 1705-16-07E,  
1705-4, SCHWERT Protector-Tray 2597-05



- Im neuen  
SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

### 1705-100

**Tunnelier Kit**, beinhaltet:

1705-2, 1705-3, 1705-16, 1705-4,  
SCHWERT Protector-Tray 2597-05

**Tunneling Kit**, consisting of:

1705-2, 1705-3, 1705-16, 1705-4,  
SCHWERT Protector-Tray 2597-05

