

ROTONMAX
Excellence

V2 LED

Lampe à polymérisation
sans fil à large spectre



V2 LED

Lampe à polymérisation
sans fil à large spectre

ROTONMAX
Excellence

HAUTE PUISSANCE
3000 mW/cm²



RAPPORT QUALITÉ-PRIX IMBATTABLE : UNE LAMPE DE POLYMERISATION HAUTE PERFORMANCE À PRIX ACCESSIBLE

- 5 modes : high, turbo, normal, ramp, ortho
- Double longueur d'onde 385 - 515 nm : polymérise efficacement tous les composites du marché
- Tête compacte et profil bas : atteint facilement les zones difficiles d'accès, pour une utilisation précise et confortable
- Puissance constante : circuit de compensation automatique garantissant des performances stables, même avec une batterie faible

MODES	PUISSANCE	DURÉE
HIGH	2500mW/cm ²	1 - 3 - 5 sec
TURBO	3000mW/cm ²	1 - 2 - 3 sec
NORMAL	1200mW/cm ²	5 - 10 - 15 - 20 sec
RAMP	De 1 à 5 secondes : puissance progressive de 500 mW/cm à 1000mW/cm Puis 1200mW/cm ²	5 - 10 - 15 - 20 sec
ORTHO	2500mW/cm ²	3 sec x 5 fois 3 sec x 10 fois

COMPOSITION DU PACK

1 x V2 LED Lampe à polymériser sans fil
1 x Tête compacte
1 x Socle chargeur
1 x Alimentateur 5V - 1A
1 x Verre orange de sécurité bloquant la lumière bleue
1 x Pack de 100 protections

Lumière à large spectre

Tête compacte et légère

Rotation de la tête à 360°

Bouton ON / OFF

Écran OLED clair et intuitif

Bouton MODE / TEMPS

Socle chargeur

