

VSXE ONE

MONOPHASE



NOUVEAU produit
NOUVELLE formulation
NOUVEAUX avantages

UNE COMBINAISON UNIQUE DE MATÉRIAUX

VSXE One est un matériau élastomère de prise d'empreinte de précision de viscosité moyenne à base de vinylpolysiloxane et de polyéther (Vinylsiloxanether). Du fait de sa grande dureté finale, il est particulièrement adapté à l'empreinte pour implants.

Aperçu des avantages

Grâce à la dureté finale élevée Shore A, VSXE One garantit un transfert exact et une fixation sûre des piliers d'implant et des couronnes primaires ainsi qu'une précision exceptionnelle.

Un transfert précis

La dureté finale élevée de VSXE One garantit un transfert exact des piliers d'implants et des couronnes primaires.

Confort pour l'utilisateur et le patient

- Le retrait facile de l'empreinte de la bouche est sans désagréments pour le patient.
- Sans goût et inodore pour prévenir tout réflexe nauséux et pour le bien des patients.

Utilisation pratique

- La longue durée de préparation garantit avec la prise rapide une prise d'empreinte confortable.
- La courte durée de prise en bouche réduit le risque de déformations pendant la phase de prise.



80%

DES PARTICIPANTS CONSIDÈRENT VSXE ONE
COMME UNE ALTERNATIVE ÉQUIVALENTE À
LEUR MATÉRIAU D'EMPREINTE POLYÉTHÉR
MONOPHASE UTILISÉ AUPARAVANT



V

VIGOUREUX

Transfert sûr grâce à la **dureté finale exceptionnellement élevée**, ce qui assure une fixation fiable des piliers d'implants.

S

SOUPLE

Excellente fluidité résultant de la combinaison unique de la formulation et d'une **hydrophilie exceptionnelle**, assurant **une couverture optimale** des piliers de transfert.

X

FORMULE X

Durée de préparation prolongée et temps de prise rapide, évitant ainsi les déformations potentielles au cours de la phase de prise et favorisant **le confort du patient**.

E

EFFORT


Retrait aisé du modèle et de la bouche du patient, évitant les extractions involontaires ; **goût et odeur neutres**.

Courte durée de mise en bouche¹⁾

VSXE® One¹⁾



Caractéristique de prise¹⁾



Conditionnement :

Intro pack : 1 cartouche de 380 ml, adhésif 10 ml, 10 mélangeurs dynamiques, 1 seringue d'application - Réf 14732

Recharge : 2 cartouches de 380 ml - Réf 14733

Adhésif universel : 1 flacon de 10 ml - Réf 14206

Embout dynamiqués : 45 embouts bleus - Réf 17900